

低温真空喷雾干燥机的操作指导

1. 打开总电源以及真空泵。
2. 调整好温度，注意观察温度和真空压力表。
3. 将水注入进料罐，并接好冷凝管、冷凝水收集瓶。
4. 打开雾化器的热源，使喷雾干燥机进入工作状态。
5. 观察冷凝水和收集瓶的水位，及时排放废气和放空。
6. 操作完成后，关闭热源、停止喷雾干燥机。
7. 关闭总电源以及真空泵。

在操作过程中，应遵循以上步骤，并确保设备的安全和正常运行。此外，还有一些建议供您参考：

1. 设备启动前，检查设备各部件是否正常，特别是密封件是否完好。
2. 启动真空泵后，检查真空度是否正常，避免真空泵故障影响设备运行。
3. 调整温度时，尽量让温度缓慢上升，避免因温度过高导致设备内部塑料分解或灼烧部件。
4. 保持设备平稳运行，避免出现急速启停现象。
5. 在使用过程中，如果发现异常情况，如噪音、异味、振动等，应立即停机检查。
6. 使用结束后切记及时关闭设备，避免能源浪费。
7. 严格按照设备操作指南和说明书进行操作，避免因不规范操作导致设备损坏。

资料来源：杭州川恒实验仪器有限公司